



Casein in PBS 封闭液

产品编号:

CIP-050 (50mL)

CIP-1000 (1000mL)

预期用途:

Casein in PBS 封闭液为基于磷酸盐缓冲液 (PBS) 的酪蛋白封闭液, 所含的酪蛋白分子经过高度的纯化与特定的化学修饰, 能够提供理想的封闭效果, 本产品可用于 ELISA、Western blotting、免疫组化或其他免疫学检测方法。

稳定性:

规定条件下储存, 有效期 2 年。

储存条件:

2~8°C 储存, 常温运输。

技术参数:

外观: 淡黄色至黄色雾状液体。

缓冲液: PBS

pH: 7.4±0.3

防腐剂: 0.0014% (w/w) CMIT/MIT (3:1)

使用建议:

- 1、将 Casein in PBS 封闭液加入到 ELISA 孔、印迹膜或免疫组化切片上;
- 2、孵育 30 分钟到 120 分钟;
- 3、按照用户的实验流程进行下一步操作。

如将 ELISA 包被板干燥, 可直接弃去封闭液, 拍干后干燥; 或用 PBS 洗涤包被板 2 次, 用固相稳定剂稳定后再干燥, 固相稳定剂具有极佳的稳定效果。



Product Code: CIP

Version 1.0

相关产品：

pNPP 底物
单组份 TMB 显色液
沉淀性 TMB 显色液
单组份 BCIP/NBT 膜底物
AntiMatrix 样品稀释液
HRP 结合物稳定剂
AP 结合物稳定剂
BSA 封闭液
无蛋白封闭液
酶标板稳定剂

本公司所有产品仅用于科学研究用途或进一步验证后用于试剂盒的生产。本产品不能用于人体或动物。